

Funcionalidades				
MODELOS	SILVER	GOLD	PLATINUM	DIAMOND
Alça para Carregamento	Não	Sim	Sim	Sim
Bateria Interna	Não	Sim	Sim	Sim
Impressora Integrada	Sim	Sim	Sim	Sim
Display de LCD Integrado	Sim	Sim	Sim	Sim
Regulagem de Inclinação do Display LCD	Sim	Sim	Sim	Sim
Teclas Touch Screen	Não	Sim	Sim	Sim
Ajuste de Alarme	Sim	Sim	Sim	Sim
Resultados de STV	Não	Sim	Sim	Sim
Arquivo de Exames	Não	500 exames	500 exames	500 exames
Idioma do Software	Inglês	Inglês/ Português	Inglês/ Português	Inglês/ Português
Monitoramento de Gestação Única	Sim	Sim	Sim	Sim
Monitoramento de Gestação Gemelar	Sim	Sim	Não	Sim
Monitoramento de Gestação Tripla	Não	Não	Não	Sim
Monitoramento de dois leitos Simultâneos	Não	Não	Não	Sim
Compatível com Transdutores Wireless	Não	Não	Sim	Sim
Divisão de Gráficos de FHR na Tela (Gêmeos)	Sim	Não	Não	Não
Marcação de Evento no Gráfico	Sim	Não	Não	Não
Identificação Completa da Paciente da Instituição	Não	Sim	Sim	Sim
Compatibilidade com Software Intelligent	Não	Sim	Sim	Sim