

Especificações Técnicas

MODELOS	SILVER	GOLD	PLATINUM	DIAMOND
Tensão de Alimentação	100-230 V	100-230 V	100-230 V	100-230 V
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Tamanho do Display de LCD	8,4"	10,2"	10,2"	10,2"
Dimensões	290x230x66 mm	356x360x114 mm	356x360x114 mm	356x360x114 mm
Peso	3,0 Kg	4,6 Kg	4,6 Kg	4,6 Kg
Frequência do Transdutor FHR	2 Mhz	2 Mhz	2 Mhz	2 Mhz
Área de contato do transdutor FHR	7,6 cm de diâmetro	7,6 cm de diâmetro	7,6 cm de diâmetro	7,6 cm de diâmetro
Comprimento do Cabo da Transdutor FHR	1,30 m	1,30 m	1,30 m	1,30 m
Área de contato do transdutor TOCO	7,6 cm de diâmetro	7,6 cm de diâmetro	7,6 cm de diâmetro	7,6 cm de diâmetro
Comprimento do Cabo da Transdutor TOCO	1,30 m	1,30 m	1,30 m	1,30 m
Comprimento do Cabo Do Marcador de Movimento Fetal	1,30 m	1,30 m	1,30 m	1,30 m