

## DESCRITIVO TÉCNICO DE PRODUTO



### 1. DADOS DO PRODUTO

Nome do Produto: KIT CATETERISMO VESICAL 1

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

PRODUTO	CÓDIGO REFERENCIA	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO SIMPRO
Kit Cateterismo vesical 1	10.4056	10237610138	0311391

### 2. IMAGEM



### 3. DESCRIÇÃO

Kit descartável para realização de antissepsia da pele.

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit composto por:

- 1 cuba redonda, fabricada em polipropileno, com capacidade para 215 ml, sendo seu maior diâmetro 10 cm, menor 6 cm e altura de 5 cm;
- 1 cuba rim, fabricada em polipropileno, com capacidade para 600 ml, na cor branca;
- 1 pinça modelo pean ou coração, fabricada em resina de engenharia, com 19 cm de comprimento.

### 5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL E EMBALAGEM

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
10.4056	Estéril em ETO	Envelope de papel grau cirúrgico e filme plástico.	Unitário	25	25

### 6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de antissepsia da pele.

### 7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

### 8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo.

### 9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeccione previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- Não há contraindicações conhecidas.

### 10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016



## DESCRITIVO TÉCNICO DE PRODUTO



### 11. FABRICANTE

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira