

## DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



### 1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: KIT SUTURA

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

PRODUTO	CÓDIGO REFERENCIA	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO SIMPRO	CÓDIGO SIAFISICO
Kit Sutura com fio cirúrgico	KS	10237610134	0001003	2983141

### 2. IMAGEM



### 3. DESCRIÇÃO

Kit sutura descartável para realização de suturas de pequenos procedimentos.

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit composto por:

- 1 pinça dente-de-rato, fabricada em liga metálica, com 140 mm de comprimento, com dentes de 3mm sobrepostos em sua porção distal;
- 1 tesoura Íris, fabricada em liga metálica, com 115 mm de comprimento;
- 1 porta agulhas Mayo Hegar, fabricado em liga metálica, com 140 mm de comprimento.
- 1 campo para cobertura de mesa em SSMMS, 100% em polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m<sup>2</sup> com 40 x 40 cm de comprimento.
- 1 campo cirúrgico fenestrado em SSMMS, 100% em polipropileno gramatura de 40g/m<sup>2</sup>, com janela 10 x 10cm, 40 x 40 cm de comprimento.
- 5 compressas de gaze de 11 fios, com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm dobrada;
- 1 fio cirúrgico mononylon 5-0, com 45 cm de comprimento, agulhado. Agulha 3/8 circular, formato triangular 2,0 cm. Fio preto;

### 5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
KS	Estéril em ETO	Bandeja rígida de papel grau cirúrgico e filme de plástico	Unitário	15	60

### 6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de suturas.

### 7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

### 8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

### 9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeccione previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.



## DESCRITIVO TÉCNICO DE PRODUTO



- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

### 10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO13485.

### 11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira