

DESCRITIVO TÉCNICO DE PRODUTO



1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: MOCHO Kolplast

NCM: 9018.19.80

Códigos Produto:

PRODUTO	RÉGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA
Mocho Bege Metálico	Isento	20.2453
Mocho Pérola	Isento	20.2381
Mocho Branca	Isento	20.2458
Mocho Rato	Isento	20.2383
Mocho azul G	Isento	20.2389
Mocho Verde G	Isento	20.2449
Mocho Salmão	Isento	20.2455
Mocho Lilás	Isento	20.2445
Mocho Azul Dunas	Isento	20.2630
Mocho Vinho Dunas	Isento	20.2631
Mocho Preto	Isento	20.2387
Mocho Vinho	Isento	20.2384

2. DESCRIÇÃO

Mocho com encosto, ajuste de altura e rodízios para uso do profissional com segurança, conforto ergométrico e praticidade na movimentação e regulagem de altura.

3. IMAGEM



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Com estrutura interna em aço, pintura eletrostática e acabamento em plástico resistente. Estofado do encosto e acento em courvin e preenchimento com espuma. Apresenta sistema de regulação de altura com pistão a gás, e ajuste da altura através de alavanca situada na base inferior do acento. Base com cinco (5) rodízios. Cor a escolha do cliente.

DIMENSÕES

- Altura máxima do assento em relação ao solo: 55cm;
- Altura mínima do assento em relação ao solo: 42cm;
- Medidas do Assento: 34 x 39cm, espessura de 6cm
- Medidas do Encosto: 37 x 40cm, espessura 4cm

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL E EMBALAGEM

PRODUTO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL
Mocho	Caixa de papel ondulado	Unitário

6. INSTRUÇÕES DE USO

Coloque o Mocho Kolplast em uma superfície plana, proceder a montagem conforme manual de instruções. Regular a altura conforme necessidade do momento.

7. GARANTIA

Doze (12) meses a partir da data de emissão da nota fiscal.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade.

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Desembale o mocho com cuidado e verifique se todos os itens que compõem o produto estão presentes.
- Proceder a montagem conforme manual de instruções.
- Colocar sempre o mocho em uma superfície plana.
- Evite queda.
- Higienize o mocho com auxílio de compressa umedecida com álcool a 70% e realize a limpeza externa de todo o conjunto.
- Não utilizar abrasivos, como palha de aço, solventes orgânicos, tiner ou compostos corrosivos.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 16/2013 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira