

DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: PINÇA ANATÔMICA

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

PRODUTO	CÓDIGO REFERENCIA	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO SIMPRO
Pinça anatômica estéril	10.4077	10237610014	0268641

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Pinça anatômica descartável, indicada para realização de diversos procedimentos de enfermagem e/ou médicos, como por exemplo curativos, remoção de pontos, entre outros

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matéria prima: resina de engenharia na cor cinza chumbo. Comprimento 146mm. Com superfície interna das pontas serrilhada de 1,5cm

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
10.4077	Estéril em ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	10	500

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio profissional para realização do procedimento a ser realizado.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeccione previamente antes do uso. Se danificado, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear produto praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira