

DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: PINÇA PEAN

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

| PRODUTO | CÓDIGO REFERENCIA | REGISTRO ANVISA | CÓDIGO SIMPRO |
|------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Pinça pean | 10.4148 | 10237610048 | - |

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Pinça pean, tipo pinça coração, descartável, indicada para realização de diversos procedimentos de enfermagem e/ou médicos, como por exemplo curativos, antissepsia, entre outros

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matéria prima: resina de engenharia na cor gelo. Comprimento 190mm. Apresenta porção serrilhada na ponta;

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

| PRODUTO | ESTERILIZAÇÃO | TIPO DE EMBALAGEM | APRESENTAÇÃO COMERCIAL | MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO | QUANTIDADE POR CAIXA |
|---------|----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 10.4148 | Estéril em ETO | Papel grau cirúrgico e filme plástico | Peça | 240 | 240 |

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio profissional para realização do procedimento a ser realizado.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeccione previamente antes do uso. Se danificado, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear produto praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira