

DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: PINÇA POZZI

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

CÓDIGO REFERÊNCIA	REGISTRO ANVISA
PP	10237610008

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Pinça Pozzi descartável, indicada para apreensão e tração do colo uterino em procedimentos que se exige esta técnica.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matéria prima: resina de engenharia na cor natural;

Sistema de trava para fechamento por cremalheira, pontas finas e resistentes e pino para alinhamento das hastes. Capacidade máxima de abertura 12cm

Comprimento total de 26,5 cm.

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
PP	Estéril ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	60	180

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para retificação do colo uterino para os procedimentos que exige esta técnica. Proceder a retificação do colo uterino delicadamente.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- Produto de uso exclusivo para o profissional médico ou enfermeiro capacitado.
- Proceder a prensão e tração do colo uterino delicadamente. Pinça delicada.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira