



DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do Produto: LÂMINA DE VIDRO LAPIDADA

NCM: 7017.90.00

Códigos Produto:

PRODUTO	ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA	SIMPRO
Lâmina de vidro lapida	ISENTO	400101098	315844

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Lâmina de vidro para microscopia convencional, e, também para citologia em base líquida, quando utilizado o processador de lâminas TPK.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lâmina de vidro, lapidada, com uma das extremidades fosca. Intercaladas uma a uma com uma folha de papel

Dimensões

Espessura: 1,0 a 1,2mm

Comprimento: 25 x 75mm $\pm$ 1mm



DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
400101098	Não estéril	Caixa de papel Kraft	Fardo com 6 caixas contendo 50 lâminas cada	1	50

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de esfregaço em lâmina.

7. VALIDADE PRODUTO

A validade do produto está atrelada ao seu lote

8. ARMAZENAMENTO

Mantenha o recipiente fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo.

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada.
- Variações de tonalidade podem ocorrer nas partes ou componentes coloridos devido ao processo de pigmentação, sem impacto na segurança, funcionalidade ou desempenho do produto.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- Verificar integridade da lâmina de vidro. Não utilizar se a parte fosca não estiver destacada, se houver manchas de qualquer natureza e/ou rachaduras ou trincos.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. DISTRIBUIDOR

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira