



DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: SWAB PARA HIGIENE ORAL

NCM: 3926.90.40

Códigos Produto:

PRODUTO	CÓDIGO REFERÊNCIA	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO SIMPRO	CÓDIGO TUSS
Swab para higiene oral	20.2949	10237610262	355424	102980705

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Swab de espuma reticulada descartável para higiene oral ou higiene da traqueostomia de pacientes debilitados com ou sem ventilação mecânica ou outro tipo de terapia respiratória.



DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Swab feito com com espuma reticulada de poliuretano, formato octavado, atóxica, macia. Área da cabeça do swab: 2 cm². Haste/cabo resistente, na cor branca, comprimento total: 15,2 cm. Embalado em filme plástico BOPP.

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL E EMBALAGEM

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
20.2949	Não estéril	BOPP	Caixa de papel	50	50

6. INSTRUÇÕES DE USO

Realizar a higiene oral ou da traqueostomia de acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde ou conforme orientado por um profissional da saúde para uso domiciliar.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Cinco (5) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Variações de tonalidade podem ocorrer nas partes ou componentes coloridos devido ao processo de pigmentação, sem impacto na segurança, funcionalidade ou desempenho do produto.
- Produto de uso único, descartar após o uso.
- O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO ANVISA, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira

